




## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>Processus Général.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Circuit programme flux legers filiere logistique .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Consignes pour acheminement par les pneumatiques .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Acheminements des demandes urgentes .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Conditions de température pour l'acheminement des prélèvements .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Conditions et triple emballage (réglementation ADR) .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Détail du circuit de collecte par site .....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Organisation des transports pour la Banque De Tissus .....</b>	<b>19</b>



# 1 Processus Général



## 2 Circuit programme flux legers filiere logistique


Le schéma ci-dessous présente le circuit programmé des flux légers mis en place par la Filière Logistique du CHU de Toulouse. Il présente les informations à retenir sur :



Les tournées réalisées par nos équipes logistiques présentes dans les différents sites, qui collectent les flux



Par exemple, sur le site de Larrey, la tournée sur site commence à 00h00 de chaque heure et dure 45 minutes



**Les tournées réalisées par nos équipes logistiques assurant le transport entre les différents sites du CHU**  
Par exemple, la tournée T1 IUC Larrey Rangueil, démarre de l'IUC à 00h20 de chaque heure, réalise un passage à Larrey (00h40 de chaque heure), puis sur Rangueil (00h55 de chaque heure). Sur chacun de ces passages, des flux sont déposés et collectés.

Sur chacun des sites, les horaires de passage de nos équipes de site sont affichés.






Schéma Transports Flux Légers\_ Août 2021  
Heures indicatives pouvant varier en fonction des conditions de circulation

### 3 Consignes pour acheminement par les pneumatiques

#### Conditionnements des prélèvements :

- Les poches de couleurs sont mises dans des poches dites « **parachutes** » **incolores (ROUGE si urgent)** correctement fermées avant envoi.
- Pour les prélèvements usuellement transportés dans la glace : **ne pas utiliser de glace** car délai d'acheminement très court.

#### Prélèvements ne devant pas passer par le pneumatique

 Pas de transport pneumatique

Contenants en **verre** : flacon d'hémocultures, Lames...

Prélèvements **volumineux** : pots à selles, urines de 24 h

**Hémostase spécialisée** : Test d'agrégation plaquettaire et occlusion plaquettaire

Bactériologie/Virologie : **Pathogènes hautement transmissibles**  
type Mers-coronavirus, EBOLA.

Prélèvements pour **Anatomo – Pathologie**

LCR **Maladie de CREUTZFELDT**

Prélèvements **congelés**

Prélèvement **Génétique pour diagnostic prénatal**

#### Prélèvement urgent destiné à l'EFS PURPAN

Un prélèvement URGENT destiné à l'EFS doit être acheminé par le pneumatique dans une poche **rouge après APPEL au 801** qui viendra chercher le prélèvement à l'IFB.

#### Particularité des CRYOGLOBULINES

- Préchauffer les tubes vides en les faisant rouler entre les mains
- Immédiatement après le prélèvement, emballer le(s) tube(s) dans du coton **idéalement préalablement chauffé à 37°C ± 1°C** à l'étuve et les placer dans une **poche jaune** en joignant le bon de demande.
- Placer le tout dans une poche pneumatique **rouge** et mettre cette poche **IMMEDIATEMENT** dans le pneumatique.
- A chaque envoi d'une Cryoglobuline, merci **de téléphoner immédiatement au pré-analytique** de l'IFB Purpan au 90353 ou 90355, pour assurer une prise en charge immédiate des tubes.

[Cf. Catalogue et Manuel de Biologie \(Dossier "transport" dans documents\)](#) → DX-BIO-MS-QUAL-014 "Bonnes pratiques pour envoi par pneumatique"


## 4 Acheminements des demandes urgentes

L'ACHEMINEMENT EN URGENCE EST RESERVE A CERTAINS PRELEVEMENTS  
DONT LA **RECEPTION PAR LE LABORATOIRE DOIT ETRE ≤ 1 HEURE**

OU

POUR TOUS PRELEVEMENTS CONSIDERES COMME UNE **URGENCE VITALE**

**Cf. FICHE ANALYSE ET LISTE DES URGENTS DANS LE CATALOGUE ET MANUEL  
DE BIOLOGIE - CHU DE TOULOUSE**



➤ **UTILISER LES PNEUMATIQUES EN PRIORITE SI L'EXAMEN LE PERMET** (Cf Chapitre 3 précédent)

➤ **AUTRES CAS : DEMANDER UN TRANSPORT DEDIE EN COMPOSANT LE 801**  
(PRELEVEMENT CONGELE → SOUS TRAITANCE)

## 5 Conditions de température pour l'acheminement des prélèvements

En fonction des températures d'acheminement les échantillons sont placés dans des poches dédiées qui doivent être obligatoirement fermées : Cf. [FICHE ANALYSE DANS LE CATALOGUE ET MANUEL DE BIOLOGIE - CHU DE TOULOUSE](#)

- **ACHEMINEMENT à température ambiante  $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  : POCHE Verte** (réf. magh2 : 28155)

**Concerne la grande majorité des demandes.**

En cas de départ différé (exceptionnel) ne pas conserver dans un réfrigérateur à  $5^{\circ}\text{C}$  les échantillons.

- **ACHEMINEMENT réfrigéré :  $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  : POCHE Bleu** (réf. magh2 : 28127)

Le bloc congelé ou la glace doivent être placés dans une poche étanche et séparée du prélèvement

- **ACHEMINEMENT à  $+37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  : POCHE JAUNE** (réf. magh2 : 28125)

**Concerne les cryoglobulines et cryofibrinogènes à destination du laboratoire d'Immunologie (IFB Purpan)**

☞ **En dehors de l'acheminement par pneumatique, appeler le 801 en précisant TRANSPORT  $37^{\circ}\text{C}$**

☞ *Immédiatement après le prélèvement, emballer le(s) tube(s) dans du coton idéalement préalablement chauffé à  $37^{\circ}\text{C}$  à l'étuve.*

☞ *Placer les tubes dans une poche jaune en joignant le bon de demande.*

☞ *Les transmettre au coursier du 801 dans un délai le plus bref possible après le prélèvement*

☞ *A chaque envoi d'une Cryoglobuline, merci de téléphoner immédiatement au **pré-analytique de l'IFB Purpan au 90353 ou 90355***

## 6 Conditions et triple emballage (réglementation ADR)

Les échantillons biologiques LCR, LCS, sang, urines,...très faiblement contaminants pris en charge par la Filière Logistique sont des échantillons de **catégorie B (UN 3373)**. Tout échantillon transporté doit être conditionné par le service émetteur pour permettre d'atteindre le **triple emballage** au moment de l'enlèvement par le transporteur.


Ceux-ci sont placés dans les poches plastiques (avec matériau absorbant permettant de limiter le risque de biocontamination en cas de déversement) à double compartiments permettant de dissocier le(s) prélèvement(s) de la documentation associée. Les échantillons sont accompagnés de bons de demandes comportant l'indication du laboratoire destinataire nécessaire à l'acheminement par le transporteur.

**Primaire** (ex : tubes) : étanche contenant l'échantillon

**Secondaire** (ex : Poches couleur) : étanche contient primaire + Papier absorbant

**Tertiaire** (ex : glacières du service logistique): étanche contient le secondaire

Résistance à l'écrasement / Marquage ONU obligatoire / Pictogramme obligatoire



**Remarque** : En cas de suspicion de présence d'un agent pathogène de catégorie A (pathogène pour l'homme, forte contagiosité, sans prophylaxie, ni traitement) dans l'échantillon biologique, un emballage spécifique est utilisé par le préleveur (**UN 2814**). La filière logistique ne sera pas en charge du transport de ces échantillons. Le transport sera effectué en pédestre par un professionnel du 'SMIT' ou LBM discipline virologie.

## 7 Détail du circuit de collecte par site

		PURPAN – SEMAINE <small>(Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)</small>						
SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE		NAVETTES				
Service	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage Central course HE PDV	Horaires de passage IFB	Horaires de passage Central course HE PDV	Horaires de passage central course IUC	Horaires de passage PTA Ranguel
<b>CDP (Pavillon Lefèvre)</b>	1 Armoire RDC Pavillon Lefèvre	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	08h10 09h10 10h10 11h10 12h10 13h10 14h10 15h10 16h10 17h10 18h10	Prélèvements livrés directement à l'IFB	08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30	08h55 09h55 10h55 11h55 12h55 13h55 14h55 15h55 16h55 17h55 18h55	09h20 10h20 11h20 12h20 13h20 14h20 15h20 16h20 17h20 18h20 19h20	10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25
<b>PAVILLON ALBAREDE</b>	1 Armoire RDC Pavillon ALBAREDE	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h25 08h25 09h25 10h25 11h25 12h25 13h25 14h25 15h25 16h25 17h25 18h25 19h25	Prélèvements livrés directement à l'IFB	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	07h55 08h55 09h55 10h55 11h55 12h55 13h55 14h55 15h55 16h55 17h55 18h55 19h55	08h20 09h20 10h20 11h20 12h20 13h20 14h20 15h20 16h20 17h20 18h20 19h20 20h20	08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25
<b>GARONNE</b>	1 Armoire 2ème étage	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h03 08h03 09h03 10h03 11h03 12h03 13h03 14h03 15h03 16h03 17h03 18h03 19h03	Prélèvements livrés directement à l'IFB	07h06 08h06 09h06 10h06 11h06 12h06 13h06 14h06 15h06 16h06 17h06 18h06 19h06	07h55 08h55 09h55 10h55 11h55 12h55 13h55 14h55 15h55 16h55 17h55 18h55 19h55	08h20 09h20 10h20 11h20 12h20 13h20 14h20 15h20 16h20 17h20 18h20 19h20 20h20	09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25
<b>PSYCHIATRIE</b>	1 Armoire Accueil RDC	Coursiers du site HE PDV Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h45 08h45 11h45 15h45 18h45	8h00 9h00 12h00 16h00 19h00	8h06 9h06 12h06 16h06 19h06	08h55 09h55 12h55 16h55 19h55	09h20 10h20 13h20 17h20 20h20	10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25

LBM du CHU de Toulouse	<b>ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS intra - CHU</b>	15/10/2021
------------------------	--	------------

		<b>PURPAN – SEMAINE</b> <small>(Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)</small>						
SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE		NAVETTES				
Service	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage Central course HE PDV	Horaires de passage IFB	Horaires de passage Central course HE PDV	Horaires de passage central course IUC	Horaires de passage PTA Rangueil
PPR et URM	PPR 11 Armoires Etage 3 : 3 Etage 4 : 3 Etage 5 : 3 Etage 6 : 2 Etage 1 : D114  URM 4 Armoires (1 par étage)	PNEUMATIQUE + coursiers du site PPR URM Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan T1 Purpan IUC T2 IUC Rangueil	PPR URM 11h00	12h00	12h06	12h55	13h20	13h55
			PPR salle D114 9h30 10h30 11h30 12h30 14h30 15h30 16h30	09h50 10h50 11h50 12h50 14h50 15h50 16h50	10h06 11h06 12h06 13h06 15h06 16h06 17h06	10h55 11h55 12h55 13h55 15h55 16h55 17h55	10h20 11h20 12h20 13h20 15h20 16h20 17h20	11h00 12h00 13h00 14h00 16h00 17h00 18h00
HE-PDV	5 Armoires (1 par étage)	PNEUMATIQUE + coursiers du site HE PDV Prélèvements pris en charge par les tournées T3 + T1+T2Purpan	11h00 15h00	12h00 16h00	12h06 16h06	12h55 16h55	13h20 17h20	13h55 17h55
CITE DE LA SANTE (LAGRAVE)	2 Armoires (Conciergerie et RDC)	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées Navettes Purpan Lagrave et Nuit2	Conciergerie : 10h00 11h20 12h30 14h30 15h35 18h35  Cité de la santé : 10h05 11h15 12h35 14h35 15h30 18h40 21h15	Prélèvements livrés directement à l'IFB	10h20 11h35 12h50 14h50 15h50 18h55 21h35			

## PURPAN - SAMEDI / DIMANCHE JOURS FERIES

(Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)

SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE		NAVETTES		
Service	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage Central course HE PDV	Horaires de passage IFB	Horaires de passage laboratoires Rangueil (Labo IUC fermé)
<b>Pavillon ALBAREDE</b>	1 Armoire RDC	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h10 10h15 13h15 18h15	Prélèvements livrés directement à l'IFB	07h35 09h30 10h30 11h15 12h15 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30	06h30 07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h35 14h55 16h15 17h20 19h25 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25
<b>PSYCHIATRIE</b>	1 Armoire Accueil RDC	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h30 08h30 15h40	Prélèvements livrés directement à l'IFB	07h35 09h30 10h30 11h15 12h15 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30	06h30 07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h35 14h55 16h15 17h20 19h25 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25
<b>PPR et URM</b>	URM bagagerie 1 <sup>er</sup> étage PPR armoires 1 <sup>er</sup> étage	<b>PNEUMATIQUE</b> Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan				
<b>HE PDV</b>	HE :armoire urgence PDV : local 801	<b>PNEUMATIQUE</b> Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	Local 801 : 15h45			
<b>PAVILLON GARONNE</b>	1 Armoire 2ème étage	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par les tournées T3 Purpan	07h05 10h05 13h05 18h05	Prélèvements livrés directement à l'IFB	07h35 09h30 10h30 11h15 12h15 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30	06h30 07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h35 14h55 16h15 17h20 19h25 20h45 22h20 00h30 02h30 05h25

		<b>RANGUEIL</b> (Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)							
SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE				NAVETTES			
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage PTA Rangueil	Horaires de passage Central Course Rangueil	Horaires de passage Central course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB	
SEMAINE	Bâtiment H1	Passages coursiers du site Rangueil  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	06h15 07h15 08h15 09h15 10h15 11h15 12h15 13h15 14h15 15h15 16h15 17h15 18h15	06h45 07h10 07h45 08h10 08h45 09h10 09h45 10h10 10h45 11h10 11h45 12h10 12h45 13h10 13h45 14h10 14h45 15h10 15h45 16h45 17h45 18h45	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h45	
SEMAINE	Bâtiment H2	PNEUMATIQUE +Passages coursiers du site Rangueil  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	Etages 1 à 7 : 11h15 16h15  RDC : 08h15 09h15 10h15 11h15 12h15 13h15 14h15 15h15 16h15 17h15 18h15	06h45 07h10 07h45 08h10 08h45 09h10 09h45 10h10 10h45 11h10 11h45 12h10 12h45 13h10 13h45 14h10 14h45 15h10 15h45 16h45 17h45 18h45	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15	

SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE			NAVETTES				
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage PTA Rangueil	Horaires de passage Central Course Rangueil	Horaires de passage Central course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB	
SEMAINE	Bâtiment H3	PNEUMATIQUE +Passages coursiers du site Rangueil  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	8h15 11h15 13h15 15h15 17h15	06h45 07h10 07h45 08h10 08h45 09h10 09h45 10h10 10h45 11h10 11h45 12h10 12h45 13h10 13h45 14h10 14h45 15h10 15h45 16h45 17h45 18h45	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15	
SEMAINE	Rééducation fonctionnelle	Passages coursiers du site Rangueil  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	9h15 11h15 13h15 15h15	06h45 07h10 07h45 08h10 08h45 09h10 09h45 10h10 10h45 11h10 11h45 12h10 12h45 13h10 13h45 14h10 14h45 15h10 15h45 16h45 17h45 18h45	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15	
SEMAINE	UHSI	Coursiers du site Rangueil  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	8h15 11h15 13h15 15h15 (17h sur appel du service)	06h45 07h10 07h45 08h10 08h45 09h10 09h45 10h10 10h45 11h10 11h45 12h10 12h45 13h10 13h45 14h10 14h45 15h10 15h45 16h45 17h45 18h45	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15	

SERVICE : points de collecte		MODE DE COLLECTE			NAVETTES			
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage PTA Rangueil	Horaires de passage Central Course Rangueil	Horaires de passage Central course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB
<b>SEMAINE</b>	Central Course Rangueil	Navette : TB9 TB10			06h50 07h50 08h50 10h50 11h50 12h50 13h50 14h50 16h50 17h50 18h00			07h20 08h20 09h20 11h20 12h20 13h20 14h20 15h20 17h20 18h20
<b>NUIT</b>	1 point de collecte : PTA Rangueil	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes NUIT2 (TBN2)		20h45 22h20 00h30 02h30 05h25	Central course fermé	Central course fermé Passages armoires centralisées  21h15 22h45 00h40 02h45	Prélèvements livrés directement à l'IFB	21h30 22h00 23h00 00h50 02h00 03h00 05h45
<b>SAMEDI DIMANCHE JOURS FERIES</b>	1 point de collecte : PTA Rangueil	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes TBW1 TBW4		06h30 07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h35 14h55 16h15 17h20 19h25	Central course fermé	Passages armoires centralisées 06h45 16h40 19h20 Passages Central Course 09h10 10h45 12h30 13h25 15h00 16h55	Prélèvements livrés directement à l'IFB	06h10 07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 13h45 14h30 15h20 15h45 16h40 17h40 18h45 19h45

				 <small>(Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)</small>				
SERVICE : points de collecte		COURSIERS	NAVETTES					
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage Central course Larrey	Horaires de passage central course Rangueil	Horaires de passage central course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB
SEMAINE	<b>JOUR</b> 21 points de collecte directement dans les UA  Consultations : 1283, 1539, 9484, 1169, 9057, 5718, 9567, 9242, 5177, 9183, 8089	Coursiers du site de Larrey  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	06h05 07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00  19h00 Local prélèvements niveau -1	06h40 07h40 08h40 09h40 10h40 11h40 12h40 13h40 14h40 15h40 16h40 17h40 18h40  19h45 Local prélèvements niveau -1	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15
	<b>NUIT</b> Local prélèvements niveau -1 (soins intensifs)	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes NUIT1	06h05 07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 (Local prélèvements niveau -1) + sur appel (horaires ouverture variables)	Central course fermé Passage au local prélèvements du -1 (soins intensifs)  20h30 22h15 00h20 02h15 05h15	20h45 22h20 00h30 02h30 05h25	21h15 22h45 00h40 02h45	Prélèvements livrés directement à l'IFB	21h30 22h00 23h00 00h50 02h00 03h00 05h45

LARREY

(Les horaires indiqués dans le tableau ci-après peuvent varier en fonction des conditions de circulation)

SERVICE : points de collecte		COURSIERS	NAVETTES					
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passage Central course Larrey	Horaires de passage central course Rangueil	Horaires de passage central course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB
<b>SAMEDI DIMANCHE JOURS FERIE</b>	Local prélèvements niveau -1(soins intensifs)	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes TBW1 TBW4		06h25 07h25 08h25 09h25 10h25 11h25 12h25 13h25 14h45 16h00 17h15 19h20	06h30 07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h35 14h55 16h15 17h20 19h25	Passages armoires centralisées 06h45 16h40 19h20 Passages Central Course 09h10 10h45 12h30 13h25 15h00 16h55	Prélèvements livrés directement à l'IFB	06h10 07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 13h45 14h30 15h20 15h45 16h40 17h40 18h45 19h45

SERVICE : points de collecte		COURSIER			NAVETTES			
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passages laboratoire IUC	Horaires de passage Central Course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB	Horaires de passage laboratoires Rangueil
SEMAINE	JOUR 3 Armoires + Pré analytique	Coursiers du site de l'IUC.  Navettes : T1 IUC Larrey Rangueil T2 Purpan IUC T3 Purpan	06h10 07h10 08h10 09h10 10h10 11h10 12h10 13h10 14h10 15h10 16h10 17h10 18h10 19h10	06h15 07h15 08h15 09h15 15h15 11h15 12h15 13h15 14h15 15h15 16h15 17h15	07h30 08h30 09h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30	06h55 07h55 08h50 09h50 10h50 11h50 12h50 13h55 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 19h55	06h35 07h04 07h30 08h06 08h30 09h06 09h30 10h06 10h30 11h06 11h30 12h06 12h30 13h04 13h30 14h05 14h30 15h05 15h30 16h05 16h30 17h05 17h30 18h05 18h30 19h06 19h30 20h15	07h00 08h00 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00
	Consultations : 6710 Médecine du Travail : 7734		Sur appel, avec prise en charge dans la tournée suivant la demande.					
	Echographie, Scanner : 6220		Sur appel, avec prise en charge et acheminement direct au laboratoire (anapath fraîche)					
	NUIT 3 armoires étage	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes TBN2	Passages aux 3 armoires centralisées 21h15 22h45 00h40 02h45			Prélèvements livrés directement à l'IFB	21h30 22h00 23h00 00h50 02h00 03h00 05h45	20h45 22h20 00h30 02h30 05h25

SERVICE : points de collecte		COURSIERS			NAVETTES			
Période	Situation	Mode de collecte	Horaires de passage points de collecte (horaire de début de la tournée)	Horaires de passages laboratoire IUC	Horaires de passage Central Course IUC	Horaires de passage central course HE PDV	Horaires de passage IFB	Horaires de passage laboratoires Rangueil
<b>SAMEDI DIMANCHE JOURS FERIE</b>	<b>MATIN 3 Armoires</b>	Coursiers du site de l'IUC.  Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes TBW1 TBW4	9h00 10h30 12h10 13h15 14h45		9h20 10h45 12h20 13h30	Prélèvements livrés directement à l'IFB	09h30 11h00 12h50 14h00	10h30 11h30 12h30 13h35 14h55
	<b>APRES-MIDI et NUIT 3 armoires étage</b>	Pas de coursiers sur site Prélèvements pris en charge par la tournée Navettes TBW1 TBW4	15h00 17h00 19h30 21h15 22h40 00h40 02h40 06h45		Passages armoires centralisées 06h45 16h40 19h20 Passages Central Course 09h10 10h45 12h30 13h25 15h00 16h55	Prélèvements livrés directement à l'IFB	15h30 17h30 19h50 17h30 19h40 21h25 23h00 00h50 03h00 07h00	16h15 17h20 19h25 19h00 20h45 22h15 00h30 02h30 05h30 06h30 07h30 08h30

**8 ORGANISATION DES TRANSPORTS POUR LA BANQUE DE TISSUS**

PG-BDT-PROC-002 ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS DE TISSUS **PRESTATIONS A EFFECTUER** : transport de greffons tissulaires humains (cornée, tête fémorale, volet crânien, amnios...) et/ou de tubes de sang et de documents papiers

DELAIS ENTRE DEMANDE ET REALISATION	ZONES TRANSPORT	CONDITIONNEMENT TEMPERATURE DE TRANSPORT	TRACABILITE TRANSPORT TEMPERATURES	FORMATION INTERVENANTS	CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU DE RETARD
<p>Dans la majorité des cas, le <b>transport est prévu au moins 24 h à l'avance</b>, mais certains transports sont à effectuer dans les 3 à 4 heures ou même dans l'heure qui suit la demande pour les transports locaux.</p>	<p>Les greffons peuvent partir de la B.d.T. ou y parvenir en provenance de Cliniques, C.H. et d'autres B.d.T. en France.</p> <p><b>Intra C.H.U.</b> (entre Rangueil et Purpan)</p> <p><b>Locaux</b> (dans l'agglomération Toulousaine)</p> <p><b>Régionaux</b></p> <p><b>Nationaux</b></p>	<p>Le conditionnement et l'étiquetage des greffons est assuré par la B.d.T. ou ses partenaires conformément à la législation en cours à les transports sont réalisés à :</p> <p>Température ambiante + 5+/- 3°C - 20°C (entre -15 et -22°C) carboglace (fournie par le transporteur) -transport en vapeur d'azote (Voyageur fourni par la B.d.T.)</p> <p><b>ATTENTION :</b> Pour un même transport, il peut y avoir des températures différentes.</p>	<p>1/ La B.d.T. doit s'assurer et garantir le respect des conditions de transport des greffons. Pour cela, elle dispose d'un <b>bon de transport</b> retourné par le transporteur dans les 48 h comportant :</p> <p>Nom du transporteur Nom du chauffeur Nature du produit transporté : greffon, tubes,...</p> <p>Température du transport Lieu, date et heure de prise en charge Lieu, date et heure de réception Identification en clair des intervenants (noms + signatures) Incidents et/ou observations</p> <p>2/ La traçabilité de la température de chaque transport doit être assurée par le transporteur et consultable pendant les cinq ans suivant le transport.</p>	<p>Les transporteurs doivent se conformer à la législation en vigueur concernant le transport des éléments du corps humain et doivent respecter la confidentialité. Les intervenants doivent être informés des spécificités propres au transport des tissus.</p>	<p>En cas d'incident ou d'accident, le chauffeur :</p> <p>Emporte les documents et le colis en dehors de la cabine si possible Alerte la plate-forme du transporteur qui appelle immédiatement la B.d.T. pour instruction. Il n'y a pas de risque infectieux pour les greffons partant de la B.d.T., par contre, un risque potentiel existe pour ceux qui parviennent à la banque.</p> <p>En cas de retard, prévenir la BdT.</p>