

1 Descriptif

Dosages des IgE totales, IgE spécifiques et de la tryptase

Techniques automatisées, accréditées ISO15189 en 2017

PHADIA250



ThermoFisher

Environ 250 spécificités allergéniques différentes sont disponibles en permanence dans le laboratoire, réalisables sur l'un de ces deux automates
(cf. manuel de prélèvement du C.H.U.
<https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr>)

NOVEOS



HYCOR

2 Contacts

Dr Pol-André APOIL

Dr Bénédicte Puissant-Lubrano

Chef de service : Pr Yves RENAUDINEAU

Mail : apoil.p@chu-toulouse.fr
renaudineau.y@chu-toulouse.fr
immunologie.sec@chu-toulouse.fr




Tél : 05 61 77 71 99 -- PA. APOIL
05 61 77 61 36 – B. PUISSANT
05 61 77 62 45 (chef de service)
Tél. Sec. : 05 61 77 61 42
FAX 05 67 69 03 84

Adresse : Institut Fédératif de Biologie, 330 avenue de Grande Bretagne, TSA40031. 31059 Toulouse cedex 9

Liens utiles

CHU DE TOULOUSE - Manuel de prélèvement
Site internet LBM - Pôle biologie - CHU de Toulouse

ImmunoCAP™ ISAC



ThermoFisher

112 allergènes moléculaires

0,3 à 100 unités ISU-E
(unités propriétaires)

ALEX



MacroArray Diagnostics

300 allergènes, dont :
118 extraits allergéniques
182 moléculaires
0,1 à 50kU_A/L (limité à 50kU_A/L)
Neutralisation des réactivités anti-CCD

